




CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

68U096 Dispositif pour fixation de la moelle épinière de souris



Cet adaptateur pour moelle épinière peut être utilisé pour l'étude de la souris. Durant l'expérience, les souris peuvent être soulevées pour éviter tout impact sur la respiration. Il est possible de faire pivoter cet adaptateur sous différents angles en fonction de la hauteur du socle, afin de faciliter l'observation au microscope. Le socle peut également être fixé facilement à la platine du microscope par des vis en T.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be