



**CARFIL QUALITY**  
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

## Supports pour canule



### 68U205

Ce support convient aux têtes de canule de 3,5 mm ainsi qu'aux têtes de pousse-seringues pour microseringues.

### 68U203

La structure en forme de coin permet d'observer facilement le traitement de l'électrode. L'épaisseur de la face avant est de 4 mm et le support peut soutenir des canules de 1 à 3,5 mm.

### 68U211

Se raccorde aux instruments stéréotaxiques avec doubles manipulateurs. Il soutient des électrodes ou des canules de 2,1 à 5,0 mm de diamètre. Il permet de les positionner à une distance de 0,3 mm.



**PAVAN SERVICE BVBA**

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

**www.carfil.be**



**CARFIL QUALITY**  
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS



**68U217**

Il supporte des pousse-seringues et des systèmes de canules de 3,5 mm.



**PAVAN SERVICE BVBA**

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - [admin@carfil.be](mailto:admin@carfil.be) - BTW BE 0420.681.872

**[www.carfil.be](http://www.carfil.be)**



**CARFIL QUALITY**  
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS



## 68U208-M5

Convient à un système de double canule de 5,0 mm (diamètre extérieur).  
Fonctionnant avec le manipulateur sur l'instrument stéréotaxique, il permet d'implanter la canule dans la zone ciblée du cerveau.



**PAVAN SERVICE BVBA**

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - [admin@carfil.be](mailto:admin@carfil.be) - BTW BE 0420.681.872

**[www.carfil.be](http://www.carfil.be)**



**CARFIL QUALITY**  
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS



## 68U221 pour canule de 0 à 3,5 mm

Le mode de verrouillage fileté est utilisé pour soutenir spécifiquement un système de canule de 3,5 mm.



**PAVAN SERVICE BVBA**

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - [admin@carfil.be](mailto:admin@carfil.be) - BTW BE 0420.681.872

**[www.carfil.be](http://www.carfil.be)**



**CARFIL QUALITY**  
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS



**68U209**

Ce support de canule utilise la pince latérale pour fixer la canule ou l'électrode de manière plus pratique. Il supporte des canules de 2 à 4,5 mm de diamètre.



**PAVAN SERVICE BVBA**

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

**[www.carfil.be](http://www.carfil.be)**