



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

68U102 AP-Microdriver (10 μ m)



Deze microaandrijving kan in stappen van 10 μ m worden ingesteld binnen een bereik van 25 mm. Zo maakt ze het mogelijk om de manipulator nog nauwkeuriger te bedienen.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be