



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

68U399 Réglage du zéro de l'électrode



Cet étalonneur de position d'électrode est utilisé pour régler la position zéro d'une électrode en chirurgie stéréotaxique. Dans le sens vertical, le point de référence se situe à une hauteur de 30 mm au-dessus de celui des barres d'oreille. L'accessoire est conçu pour l'instrument stéréotaxique 68U000.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be