



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

SwirlPort (Dispositif à chambre sphérique et grille en option)



Spécifications

Modèle	SWIRL-MAX	SWIRL-MID	SWIRL-GRID
Taille et matériau	Large, titane	Medium, titane	Small, titane
Applications	Chien, grands animaux de laboratoire	Lapins, chats, primates non humains	Primates non humains, chiens
Poids	9 g	5 g	9 g
Volume	0,51 cc	0,18 cc	0,51 cc
Hauteur	1,3 cm	1,0 cm	1,3 cm
Ouverture du septum	1,5 x 1,1 cm	1,0 x 0,8 cm	1,5 x 1,1 cm
Encombrement	2,5 cm	1,8 cm	2,5 cm
Zone SweetSpot	N/A	N/A	0,6 x 0,4 cm
Configuration du cathéter	Les modèles SwirlPort peuvent être commandés avec cathéter préalablement fixé ou connectable/AC (à connecter pendant l'intervention chirurgicale).		
Matériau du cathéter	Les modèles Swirlport peuvent être commandés en silicone, polyuréthane, Intisil (extrémité arrondie en silicone) ou Hydrocoat (cathéters en polyuréthane à revêtement Hydromer et à extrémité arrondie) dans une taille du 2 à 9 Charrière. Afin de réduire les complications, il faut utiliser le diamètre le plus petit possible		
Codes matériaux du cathéter	H - Cathéter en polyuréthane à revêtement Hydromer e à extrémité arrondie I - Cathéter en silicone Intisil à extrémité arrondie PR - Cathéter en polyuréthane à extrémité arrondie		

Caractéristiques

Élimine les agrégats Réduit les nécroses cutanées

- GridLock en acier inoxydable en option
Pour maintenir l'aiguille en place pendant la perfusion
- SweetSpot en option sans GridLock
Pour un échantillonnage sans effort



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY

YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

- Conception sphérique de la chambre
Pour un rinçage plus complet
- Surface profilée de la chambre implantable
Pour une réduction des nécroses cutanées



Conception profilée du Septum / Conception sphérique de la Chambre

- *Septum agrandi et arrondi, localisation plus facile de la chambre implantable*
- *Surface profilée, réduit les nécroses cutanées*



- *Aucun espace ou coin mort, pour un rinçage plus complet*
- *Réduit l'accumulation d'agrégats, les occlusions et les infections*

Informations de commande

Utilisez le numéro du catalogue pour le modèle SwirlPort (SP-Max, SP-Mid, SP-Grid), la configuration de cathéter (préalablement fixé ou connectable), la taille en Charrière, le matériau et la configuration d'extrémité requis.

Exemple : le numéro du catalogue pour une chambre implantable SwirlPort large avec un cathéter en silicone à extrémité arrondie de 5 Charrière qui doit être fixé pendant l'intervention chirurgicale est SP-MidAC-5IS (SP-Mid – Medium SwirlPort, AC – cathéter connectable, 5IS – cathéter en silicone Intisil à extrémité arrondie de 5 Charrière).



Des perles de rétention de suture seront placées sur les cathéters si nécessaire. La longueur du cathéter sera de 24 "/60 cm, sauf spécification différente. Voir plus loin dans ce catalogue pour plus d'informations sur les matériaux et modifications des cathéters. admin@carfil.be



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be