



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

GPV & SLA (Dispositifs d'accès vasculaire en polysulfone)



Spécifications

Modèle	GPV/GPVAC	SLA/SLAAC
Taille et matériau	Large, plastique/polysulfone	Medium, plastique/polysulfone
Applications	Chiens, grands animaux de laboratoire	Lapins, chats, chiens
Poids	5 g	2 g
Volume	0,20 cc	0,14 cc
Hauteur	1,3 cm	1,0 cm
Ouverture du septum	0,6 cm	0,5 cm
Encombrement	3,3 cm	2,5 x 1,5 cm
Configuration du cathéter	Les modèles GPV et SLA peuvent être commandés avec cathéter préalablement fixé ou connectable/AC (à connecter pendant l'intervention chirurgicale).	
Matériau du cathéter	Les modèles GPV et SLA peuvent être commandés en silicone, polyuréthane, Intisil (extrémité arrondie en silicone) ou Hydrocoat (cathéters en polyuréthane à revêtement Hydromer et à extrémité arrondie) dans une taille du 2 à 9 Charrière. Afin de réduire les complications, il faut utiliser le diamètre le plus petit possible	
Codes matériaux du cathéter	H - Cathéter en polyuréthane à revêtement Hydromer et à extrémité arrondie I - Cathéter en silicone Intisil à extrémité arrondie PR - Cathéter en polyuréthane à extrémité arrondie	

Caractéristiques

AVANTAGES de la chambre implantable

- Pas de composants externes
- Pas de site de sortie



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

- Peu d'entretien
- Réduction du taux d'infections
- Favorise l'hébergement en groupe
- Encourage la socialisation
- Accès répété à divers environnements internes
- Toutes les chambres implantables peuvent être fixées à des cathéters veineux, artériels, gastriques, intestinaux, spinaux ou biliaires, ou à un dispositif d'occlusion vasculaire pour bolus ou perfusion et échantillonnage prolongés.



SLA

- La préférence pour les petits animaux depuis 1986

GPV

- Première chambre implantable disponible pour les chercheurs en expérimentation animale

Informations de commande

Utilisez le numéro du catalogue du modèle (GPV ou SLA), la configuration de cathéter (préalablement fixé ou connectable), la taille en Charrière, le matériau et la configuration d'extrémité requis.

Exemple : le numéro du catalogue pour une chambre implantable GPV avec un cathéter en silicone à extrémité arrondie de 5 Charrière à fixer pendant l'intervention chirurgicale est GPVAC-5IS (GPV – Chambre implantable GPV large en plastique, AC – cathéter connectable, 5IS – cathéter en silicone Intisil/extrémité arrondie de 5 Charrière). Des perles de rétention de suture seront placées sur les cathéters si nécessaire. La longueur du cathéter sera de 24 "/60 cm, sauf spécification différente. Voir plus loin dans ce catalogue pour plus d'informations sur les matériaux et modifications des cathéters. admin@carfil.be



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be