




**CARFIL QUALITY**  
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

## SkinButton Dacron - Une option de site de sortie pour cathéter



### Caractéristiques

Ce dispositif SkinButton à maillage Dacron® peut être utilisé comme alternative au harnais ou à la veste pour les rongeurs avec des cathéters externes. Ces boutons jetables sont parfaits pour des études à plus long terme, car le tissu sous-cutané va croître à l'intérieur du maillage, garantissant ainsi la stabilité. Le cathéter traverse la tige et peut être fixé à une attache.



**PAVAN SERVICE BVBA**

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - [admin@carfil.be](mailto:admin@carfil.be) - BTW BE 0420.681.872

**[www.carfil.be](http://www.carfil.be)**