



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

PortHold



Eigenschappen

De PortHold™ verlaagt het risico op onvrijwillige dislocatie van naalden in ingeplante poortkatheters. Ze beschikt over een titanium plaat onder het septum met gaten die iets groter zijn dan de naalden die erin worden ingebracht. De plaat houdt de naald vast en voorkomt dat ze loskomt door de duw- en trekbewegingen die normaal zijn bij dierenonderzoek. De PortHolds zijn verkrijgbaar in twee formaten: MID (voor konijnen, honden en grotere NMP) en MIN (voor kleine NMP). Compatibel met katheters van 3-7 Ch. Prik deze poorten enkel met sets met pencil-pointnaalden aan.

Specificaties

	HMIN	HMID
Behuizingsmateriaal	Titanium	Roestvrij staal
Hoogte	7,0 mm	10,0 mm
Gewicht	3 gr	6,9 gr
Dood volume*	0,13 ml	0,38 ml
Kathetermaat	3-7 Ch	3-7 Ch
Sterilisatie	EtO	EtO
Naaldtype	Huber of pencil-point	Huber of pencil-point
TOEPASSINGEN		
CSF of ultralaag volume		
Muizen		
Ratten	✓	
Fretten	✓	
Konijnen		✓



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Niet-menselijke primaten (NHP) (<4 kg)	✓	
Niet-menselijke primaten (NHP) (>4 kg)	✓	✓
Honden (<14 kg)		✓
Honden (>14 kg)		✓
Varkens		✓
Alle verkrijgbaar met katheters van verschillende materialen		



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be