



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Seringues en plastique



Nous proposons une nouvelle gamme de seringues stériles jetables en plastique pour toutes les applications scientifiques. Disponibles dans des tailles allant de 3 ml à 50 ml avec embout verrouillable (Luer Lock, LL) ou coulissant (Luer Slip, LS). Les seringues Norm-Ject sont la solution idéale dans toutes les situations. Leur système unique en deux parties ne contient pas de latex ni de lubrifiant au silicone ou de caoutchouc. Nos seringues sont fabriquées en polypropylène et en polyéthylène de qualité laboratoire. Le piston est dépourvu d'embout en caoutchouc, ce qui rend ces seringues plus résistantes chimiquement que les seringues à embout en caoutchouc.

Ces seringues uniques en plastique sont dotées d'une butée de sécurité positive pour éviter de répandre du liquide accidentellement.

- Emballées en conditions stériles et jetables
- Compatibles avec la plupart des pousse-seringues
- Substitut jetable aux seringues en verre
- Pas de lubrifiant au silicone ni de caoutchouc
- Économique

Spécifications

	Embout verrouillable - Paquet de 25					
Volume (cc)	3	5	10	20	30	50
Longueur totale (mm)	74,9	87	98,5	115,1	132,5	150,0
Longueur du cylindre (mm)	65,1	73,8	85,3	102,4	105,2	120,3
Diamètre externe (mm)	10,8	13,7	17,3	21,55	24,1	30,9
Diamètre interne (mm)	9,65	12,45	15,9	20,5	22,9	29,2



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY

YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Configuration de la buse	Centrée	Centrée	Centrée	Centrée	Centrée	Centrée	
Code de commande	780851	780852	780853	780854	780855	780856	

Conception d'économie de dose avec bouchon à faible volume mort de 0,0125 sur le piston pour réduire les pertes.
 La seringue de 5 cc est graduée jusqu'à 6 cc, celle de 10 cc jusqu'à 12 cc, celle de 20 cc jusqu'à 24 cc et celle de 50 cc jusqu'à 60 cc.

	Embout glissant - Paquet de 25						
Volume (cc)	1	3	5	10	20	30	50
Longueur totale (mm)	94,8	74,9	87	98,5	115,1	132,5	150,0
Longueur du cylindre (mm)	84,7	65,1	73,8	85,3	102,4	105,2	120,3
Diamètre externe (mm)	6,4	10,8	13,7	17,3	21,55	24,1	30,9
Diamètre interne (mm)	4,69	9,65	12,45	15,9	20,5	22,9	29,2
Configuration de la buse	Tuberculine	Centrée	Centrée	Centrée	Centrée	Centrée	Centrée
Code de commande	780850	780857	780858	780859	780860	780861	780862

La seringue de 5 cc est graduée jusqu'à 6 cc, celle de 10 cc jusqu'à 12 cc, celle de 20 cc jusqu'à 24 cc et celle de 50 cc jusqu'à 60 cc.
 La longueur totale étend du repose-pouce du piston à l'extrémité de la seringue sur une seringue assemblée. La longueur du cylindre est celle du cylindre seul, de la prise pour les doigts à l'extrémité. Le corps est en polypropylène, le piston en polyéthylène haute densité.

