




CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

68U066 Support de tête pour anesthésie gazeuse de rat néonatal



Ce modèle offre un ajustement stéréotaxique maximal pour le positionnement de la tête, ce qui offre une certaine polyvalence pour incliner la tête sans bloquer l'alimentation en gaz anesthésiant. Il existe 4 options de masques à gaz pour des rats néonataux de différents âges : 10 mm, 10,5 mm, 11 mm et 11,5 mm de diamètre.

- Intervalle de réglage vertical : 30 mm (+10 mm ~ -20 mm) avec une précision de 100 μ m.
- Intervalle de rotation verticale : 70° (-35 mm ~ +35 mm), avec une précision de 5°.
- Intervalle de rotation horizontale : 70° (-35 mm ~ +35 mm), avec une précision de 5°.
- Intervalle de réglage horizontal : 43,5 mm.
- Le diamètre des ports d'admission/d'évacuation du masque est de **2 mm**.

Assurez-vous que l'évacuation du gaz que vous utilisez est sans danger !



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be