




CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Masque conique



Ce masque conique peut être facilement fixé sur la plateforme. Il suffit de placer le museau de l'animal à l'intérieur de l'orifice du masque pendant l'expérience. La position de l'animal peut être modifiée de manière flexible, par exemple en position allongée ou à plat ventre, sans aucune influence sur l'étude. Disponible en tailles qui correspondent aussi bien aux souris qu'aux rats.

N°de commande	Informations de produit
68U614	Masque conique pour rat
68U618	Masque conique pour souris



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be