



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

68U606 Pompe à injection manuelle



L'injecteur stéréotaxique manuel offre un contrôle manuel simple et précis pour injecter/retirer la quantité souhaitée de fluide directement à travers l'aiguille dans le cerveau. Il peut être monté directement sur un manipulateur stéréotaxique, et le bouton de commande facile permet le mouvement fin de la microseringue. La plage totale de mouvement est de 25 mm avec une précision de 10 μm . Le volume de la seringue varie de 1 μl à 100 μl .

(seringue non comprise)



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be