



**CARFIL QUALITY**  
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

## Matrice pour cerveau



Les matrices pour cerveau sont fabriquées en acier inoxydable durable, qui peut être chauffé, gelé, autoclavé et récuré. Elles peuvent être utilisées pour disséquer des cerveaux frais ou fixés de souris ou de rats et sont dotées de sections reproductibles. Chaque section peut être d'une finesse de 0,5 mm ou 1 mm. Les matrices coronales possèdent une ligne médiane sagittale pour séparer les hémisphères gauche et droit.

Des encoches correspondant aux bulbes olfactif et rachidien sont prévues dans chaque matrice. La matrice pour cerveau de souris convient également au cerveau de rat néonatal.

N° de commande	Description du produit	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Profondeur (mm)
68U707	Matrice pour cerveau, souris 40 - 75 g, coronale, acier inoxydable	3,18	11,1	8,73	19,1	12,5	7,40
68U708	Matrice pour cerveau, souris 40 - 75 g, sagittale, acier inoxydable	3,18	11,1	8,73	19,1	12,5	7,40
68U709	Matrice pour cerveau, rat 175 - 300 g, coronale, acier inoxydable	4,76	15,9	12,7	36,6	24,5	7,61
68U710	Matrice pour cerveau, rat 175 - 300 g, sagittale, acier inoxydable	4,76	15,9	12,7	26,6	24,5	7,61
68U711	Matrice pour cerveau, rat 300 - 600 g, coronale, acier inoxydable	4,76	19,8	14,7	36,6	25,7	10,91
68U712	Matrice pour cerveau, rat 300 - 600 g, sagittale, acier inoxydable	4,76	19,8	14,7	36,6	25,7	10,91
68U713	Matrice pour cerveau, souris 40 - 75 g, coronale, 0,5 mm, acier inoxydable	3,18	11,1	8,73	19,1	12,5	7,4
68U714	Matrice pour cerveau, souris 40 - 75 g, sagittale, 0,5 mm, acier inoxydable	3,18	11,1	8,73	19,1	12,5	7,40



**PAVAN SERVICE BVBA**

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

[www.carfil.be](http://www.carfil.be)



# CARFIL QUALITY

YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

68U715	Matrice pour cerveau, rat 175 - 300 g, coronale, 0,5 mm, acier inoxydable	4,76	15,9	12,7	36,6	24,5	7,61
68U716	Matrice pour cerveau, rat 175 - 300 g, sagitale, 0,5 mm, acier inoxydable	4,76	15,9	12,7	36,6	24,5	7,61
68U717	Matrice pour cerveau, souris 300 - 600 g, coronale, 0,5 mm, acier inoxydable	4,76	19,8	14,7	36,6	25,7	10,91
68U718	Matrice pour cerveau, rat 300 - 600 g, sagitale, 0,5 mm, acier inoxydable	4,76	19,8	14,7	36,6	25,7	10,91

