



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

68U073 plateforme de rotation de la tête pour rat et souris



La hauteur de la plateforme peut être ajustée en fonction des besoins expérimentaux spécifiques ; le support de tête peut être ajusté dans la direction verticale et une rotation de 360° horizontalement. La plateforme sous la tête est suspendue, en particulier pour les rats et les souris qui nécessitent une rotation de 180° de la tête et du corps pendant l'opération, comme l'étude expérimentale de l'ischémie cérébrale par le métabolisme du fil, la surveillance en temps réel des changements dans le flux sanguin dans la tête (fibre fixe sur la surface du crâne) pour déterminer si le modèle est réussi ou non.

Numéro de commande

68U071	Plateforme de rotation pour souris, avec adaptateur de rotation pour souris et barre d'oreille de 60°
68U074	Plateforme de rotation pour rats, avec adaptateur de rotation pour rats et barre d'oreille de 18°
68U073	Plateforme de rotation pour rat/souris, avec adaptateur de rotation pour rat et souris et barre d'oreille



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be