



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Cathéters, Série PC



Caractéristiques

Connexions en queue de cochon

Le connecteur à queue de cochon présente une broche cannelée de connecteur en titane fixée sur un tuyau Tygon de 2,5 cm, un embout verrouillable femelle et un bouchon d'injection. La queue de cochon est insérée dans le cathéter lorsqu'une perfusion est nécessaire.

Informations de commande

Série PC- Connecteurs en queue de cochon	
PC-3	Utilisation avec un cathéter de 3 CH
PC-3,5	Utilisation avec un cathéter de 3,5 CH
PC-5	Utilisation avec un cathéter de 5 CH
PC-7	Utilisation avec un cathéter de 7 CH
PC-9	Utilisation avec un cathéter de 9 CH



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be